

odobleach[®]

Laser-Powerbleaching

elexxion **odobleach**[®]

Höchste Effektivität für alle Diodenlaser



Lieferumfang: Alles drin

Das Profi-Behandlungsset beinhaltet:

- 1 Doppelspritze **odobleach®** + 3 Mischkanülen
- 1 Gingiva Protector + 3 Applikationskanülen
- 1 After-Bleaching-Care

Jede **odobleach®**-Packung enthält das komplette Set, das Sie benötigen, um in einer Sitzung einem Patienten wieder zu strahlend weißen Zähnen zu verhelfen. Damit lässt sich Ihr Material- und Ihr Zeiteinsatz exakt planen und berechnen.

Technische Daten:

- **odobleach®** + elexxion-Diodenlaser = höchste Effektivität
- Menge individuell dosierbar
- Kontrollierte Wirkung
- Je nach Farbtyp/ Verfärbung Aufhellung um bis zu 9 Stufen
- Effiziente Anwendung in 30-40 Minuten
- Idealer pH-Wert: 6,5

Folgende Dental Laser sind für **odobleach®** bereits vorbereitet:



elexxion **pico**



elexxion **nano**



elexxion **claros**

elexxion **Powerbleaching**

Wenn es um Bleaching geht, stehen zwei Dinge im Vordergrund: Glückliche Patienten und eine hohe, stetige Wirtschaftlichkeit der Behandlungsmethode.

Mit den hochwertigen Diodenlasern von elexxion steht Ihnen ein Geräteprogramm zur Verfügung, das hinsichtlich der Funktionen und der Kosten/Nutzen-Relation in jede Praxis passt: Vom mobilen **elexxion pico** mit modernsten Lithium-Ionen-Akkus bis zum **elexxion claros®**.

Wirtschaftlicher und **sicherer!**

Herkömmliche H₂O₂-Bleaching-Gels benötigen lange Einwirkzeiten, erfordern oft mehrere Sitzungen und erzeugen einen sauren pH-Wert mit dem Risiko von Sensibilitätsstörungen.

odobleach® wirkt anders! Bei **odobleach®** wirken Titandioxid und Wasserstoffperoxid in Kombination – verstärkt durch die Intensität des elexxion-Diodenlasers. **odobleach®** ist speziell abgestimmt auf die Wellenlänge der elexxion-Geräte.

Das Ergebnis: Kurze Einwirkzeiten, keine Schädigung der Zahnoberfläche, kaum hypersensible Spätreaktionen, hohe Wirtschaftlichkeit.

Interesse geweckt?

Mehr über das komplette Programm von elexxion und über **odobleach®** erfahren Sie auf www.elexxion.com

